



REHASENSE



CARBON FIBER
ELEGANTIE EN
PRESTATIE



ATHLON HD

CARBON FIBER TECHNOLOGIE

De **Athlon HD** carbon rollators weerspiegelen de elegantie en presentatie van de Rehasense rollator lijn. De **Athlon HD** is Rehasense' tweede generatie superlichte carbon rollators met een gewicht van rond de 6 kg. De Athlon HD kan ingezet worden voor gebruikers met een gewicht tot 200 kg.

ATHLON HD

CARBON FIBER TECHNOLOGIE



REHASENSE



OPVUWBAAR EN EENVOUDIG TE DRAGEN

De **Athlon HD** is makkelijk opvouwbaar en blijft gesloten door het eenvoudig te bedienen vergrendelingsysteem met de rode drukknop. Het vergrendelingsysteem doet tevens dienst als ergonomisch handvat om de rollator aan op te pakken.

STABIEL EN DUURZAAM

Het frame en de zitting zijn getest voor een maximale belasting van 200 kg. Zeer licht te bedienen met betrouwbare remmen. TPE gelaagde wielen met rubberen loopvlak. De rollator geeft direct een bijzonder stabiel en veilig gevoel zodra men deze vastpakt en er mee gaat rijden.

HOOGTE INSTELBAAR

De **Athlon HD** handgrepen zijn soepel en makkelijk in hoogte verstelbaar van 74 cm tot 102 cm. De **Athlon HD** is hierdoor geschikt voor een gemiddelde gebruikerslengte van 170 cm tot 200 cm.



Soepel instelbare handgreep-hoogte met 10 hoogte posities.



De **Athlon HD** heeft een zithoogte van 62 cm.



Sterke, onderhoudsvrije stevige maar toch zachte TPE-wielen.



Prachtig gevormd superlicht koolstofvezel frame, kan tot 200 kg belast worden.



Blijft ingevouwen stevig gesloten met de drukknopver-grendeling.



Praktische boodschappentas, inclusief vakje met ritsluiting en 2 andere vakjes.



Het vergrendelingsysteem doet tevens dienst als ergonomisch handvat om aan op te pakken.



De **Athlon HD** is makkelijk opvouwbaar waardoor hij minder ruimte inneemt om weg te zetten.



Alle versies zijn ook leverbaar met zachte banden.

ACCESSOIRES

Hetzelfde brede assortiment aan accessoires van de Rehasense rollator lijn is ook beschikbaar voor de **Athlon HD**.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur: Zwart

Max. gebruikersgewicht: 200 kg

Gem. gebruikerslengte: 170 - 200 cm

Bestelnummer:

CRBKL700 (standaard banden)

CRBKL700UP (zachte banden)

Afmetingen totaal:

(breedte x diepte x hoogte)
69 x 68 x 74-102 cm

Afmetingen gevouwen:

(breedte x diepte x hoogte)
68 x 86 x 22,5 cm

Handgreep-hoogte:

74 - 102 cm

Zithoogte: 62 cm

Zittingbreedte: 55 cm

Bandenmaat:

(diameter x hoogte)

200 x 35 mm

Gewicht:

5,8 kg (+ tas 370 g) (standaard banden)

6,0 kg (+ tas 370 g) (zachte banden)

Bodschappentas:

(breedte x diepte x hoogte)

35 x 17 x 25 cm

Max. belasting: 5 kg.

Standaard banden:

Zwarte rubberen band (TPE)

Zachte banden:

Zwarte, hoge en zachte

polyurethaanband

De **Athlon HD** is CE-gecertificeerd en voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

Copyright © Rehasense® 2021

Rehasense Benelux
Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Netherlands