



REHASENSE



# PROXY

ALUMINIUM LICHTGEWICHT ROLLATOR

De **Proxy** is een van de laatste ontwikkelingen binnen de Rehasense rollatorfamilie en combineert eenvoud met stijl. Een hele lichte basisrollator inclusief gemonteerde ruggordel en stokhouder.

meer dan mobiliteit

# PROXY

EENVOUD EN STIJL



REHASENSE

De **Proxy** is eenvoudig in te klappen en met een haak blijft de rollator gevouwen voor makkelijk transport of om eenvoudig weg te zetten.

Deze rollator met een bijzonder licht aluminium frame is makkelijk wendbaar, makkelijk te tillen en biedt dezelfde kwaliteitseigenschappen als de andere Rehasense rollators voor gebruikers tot 150 kg.

De handgrepen zijn in hoogte verstelbaar van 77 – 102 cm voor mensen met een lengte van 1,75 tot 2,00 meter. Rem en handrem zijn heel licht te bedienen.



Zwarte TPR ergonomische handgreep.



Inclusief gemonteerde ruggordel.



Afgeplatte hoogte verstelbare handgreepbuizen.



Hoogte verstelknop aan de voorkant, daardoor makkelijker aan te draaien.



Effectief eenvoudig sluitsysteem.



Sterke onderhoudsvrije stevige maar toch zachte TPE-wielen.



Inclusief gemonteerde stokhouder.



Kantelhulp.



Boodschappentas, 5 kg vulgewicht.

## TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummers en kleuren:  
Rood - RRTBXFRL2Z  
Champagne - RRTBXCHL2Z

Max. gebruikersgewicht: 150 kg

Zithoogte: 60 cm

Zitbreedte: 44,5 cm

Zitdiepte: 22 cm

Breedte gevouwen: 20,5 cm

Gewicht:  
excl. accessoires 6,0 kg  
incl. accessoires 6,5 kg

Handgreep hoogte:  
77 - 102 cm

Afmetingen (b x l x h):  
60 x 67 x 77-102 cm

Boodschappentas (b x l x h):  
14 x 39 x 28 cm

Doos afmeting (b x l x h):  
21 x 67 x 82,5 cm

Frame:  
Aluminium

De **Proxy** is CE-gecertificeerd en voldoet aan de eisen van verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen (MDR).

Copyright © Rehasense® 2023

Rehasense Benelux  
Markeweg 81  
8398 GM Blesdijke  
Netherlands