



REHASENSE



LICHTGEWICHT  
FUNCTIONEEL



# SERVER

LICHTGEWICHT ROLLATOR

De stijlvolle **Server** rollator heeft een uniek driehoekig profiel en een vast gelast frame. Het is met een eigen gewicht van ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste rollators op de markt in de categorie gebruikers tot een maximaal gewicht van 150 kg.

# SERVER

UNIEK ONTWERP



REHASENSE



## OPVOUWBAAR

De **Server** is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door het eenvoudige vergrendelingssysteem welke tevens dient als ergonomisch gevormd handvat waarmee de rollator opgepakt kan worden.

## STABIEL EN DUURZAAM


Het frame en de zitting zijn getest voor een maximale belasting van 150 kg. Zeer licht te bedienen met betrouwbare remmen. TPE-gelaagde wielen met rubberen loopvlak. De rollator geeft direct een bijzonder stabiel en veilig gevoel zodra men deze vastpakt en er mee gaat rijden. De rem en de handrem hoeven maar met heel weinig te worden bediend. Mensen met weinig kracht in hun handen kunnen deze rollator makkelijk bedienen.

## HOOGTE VERSTELBAAR

De **Server** is verkrijgbaar in 3 maten – Small, Medium en Large. De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen vanaf 63 cm bij de lage tot 102 cm voor de hoge versie. Aanpassing aan de individuele behoefte is ook aan gedacht, want de **Server** is in drie verschillende zithoogtes verkrijgbaar, namelijk vanaf 50 cm t/m 62 cm voor de hoge versie. Door eventueel gebruik te maken van de vaste zitting uit ons assortiment van accessoires, is de tussenhoogte in te stellen naar de wens van de klant.



Soepel instelbare handgriephoogte en vast te zetten handremmen.



Zithoogtes: 50, 55 en 62 cm.



Sterke, onderhoudsvrije stevige maar toch zachte TPE- wielen.



Speciaal dubbel gelast driehoek-proiel garandeert de levensduur bij gebruik tot 150 kg.



Blijft ingevouwen stevig gesloten met de drukknopvergrendeling.



Praktische boodschappentas, inclusief vakje met ritssluiting en 2 andere vakjes.

## KLEUREN

SREBL600 Electric Blue

SRIBL600 Ice Blue

SRLIL600 Lila

SRBOL600 Mocca Brown

SRCHL600 Champagne

SROGL600 Olive Green

SRWRL600 Wine Red

SRWHL600 White

SRBKL600 Phantom Black

SRSGL600 Sober Grey

SRTUL600 Turquoise

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Artikelnummer (voorbeeld Champagne)  
SRCHL600 (Champagne Large)  
SRCHM550 (Champagne Medium)  
SRCHS500 (Champagne Small)

### Kleur Small:

CH Champagne

### Kleuren Medium / Large:

CH Champagne

WR Wijnrood

SG Grijs

### Meer kleuren in Large verkrijgbaar:

TU Turquoise

EB Electric Blue

LI Lila

IB Ice Blue

OG Olive Green

SG Grijs

BK Zwart

WH Wit

### Zithoogte:

Small 50 cm, Medium 55 cm, Large 62 cm

### Zittingbreedte: 46 cm

### Afmetingen: (breedte x diepte x hoogte)

Small 60 x 68 x 63–79 cm  
(lengte gebruiker 1,25 -1,50 m)

Medium 60 x 68 x 66–86 cm  
(lengte gebruiker 1,45 -1,75 m)

Large 60 x 68 x 74–102 cm  
(lengte gebruiker 1,70 -2,00 m)

### Transportafmetingen ingeklapt:

(diepte x hoogte x breedte)

Small: 68 x 72 x 22,5 cm

Medium: 68 x 74 x 22,5 cm

Large: 68 x 79 x 22,5 cm

### Boodschappentas:

(breedte x diepte x hoogte)  
32 x 15 x 28 cm

### Gewicht:

Small 6,6 kg (+ tas 370 g)

Medium 6,7 kg (+ tas 370 g)

Large 6,8 kg (+ tas 340 g)

Max. gebruikersgewicht: 150 kg

Frame materiaal: aluminium

**Server** is CE-gecertificeerd en voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

Rehasense Benelux  
Markeweg 81  
8398 GM Blesdijke  
Netherlands

Copyright © Rehasense® 2022