



REHASENSE



SERVER OS

COMPACTE OUTDOOR ROLLATOR

EXTRA GROTEN WIELEN

De **Server OS** is ontwikkeld voor gebruik buitenshuis, maar door zijn compacte vorm is deze outdoor rollator geschikt om ook binnenshuis te gebruiken. Door zijn compacte vorm uitermate goed te manoeuvreren. Met grote comfortbanden zonder profiel waar geen vuil in kan blijven zitten zodat deze eenvoudig schoon te maken zijn.

meer dan mobiliteit

SERVER OS

COMPACTE OUTDOOR ROLLATOR



REHASENSE

OPVOUWBAAR

De **Server OS** is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door het eenvoudige vergrendelingssysteem welke tevens dient als ergonomisch gevormd handvat waarmee de rollator opgepakt kan worden.

STABIEL EN DUURZAAM

Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van 150 kg. Lichte en betrouwbare remmen. Het ontwerp van het frame en de speciaal gevormde handgrepen zorgen voor optimaal comfort voor de gebruiker (licht te wenden, kleine draaicirkel en stabiel).

HOOGTE VERSTELBAAR

De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen vanaf minimaal 80 tot maximaal 99 cm.

PRACTISCH

De **Server OS** wordt geleverd inclusief eenvoudig afneembare praktische luxe waterdichte tas met klep met magneetsluiting.



KLEUREN

De **Server OS** is verkrijgbaar in de kleuren champagne-gold, ice-blue, electric-blue en zwart.

COMFORTABEL

De rollator geeft direct een bijzonder stabiel en veilig gevoel zodra men deze vastpakt en er mee gaat lopen. De rollator is standaard voorzien van onderhoudsvrije zachte PU wielen opgebouwd uit een slijtvaste component met zachte kern voor een comfortabel gevoel tijdens het lopen. De rem en de handrem hoeven maar met heel weinig kracht te worden bediend. Ideaal voor gebruikers met minder kracht in hun handen.

TECHNISCHE DETAILS

Max. gebruikersgewicht:
150 kg

Zitting hoogte:
60 cm

Artikelnummer:
SOCGM60NUB (Champagne-Gold)
SOIBM60NUB (Ice-Blue)
SOEBM60NUB (Electric-Blue)
SOBKM60NUB (Zwart)

Afmetingen:
(lengte x breedte x hoogte)
73 x 65 x (80-99) cm

Hoogte handvatten:
80 - 99 cm

Zitting breedte:
46 cm

Transportafmetingen gevouwen:
(lengte x breedte x hoogte)
73 x 80 x 26 cm

Gewicht:
8,9 kg (+ tas 500 g)

Tas:

Breedte x diepte x hoogte:
32 x 17 x 28 cm
Max. vulgewicht: 5 kg

Frame materiaal: aluminium

Wielen:

Voor : 285 x 44 mm zwart PU
Achter: 285 x 44 mm zwart PU



Soepel instelbare handgreephoogte met 8 posities.



Onderhoudsvrije grote zachte PU wielen zeer geschikt voor oneffen terrein.



Speciaal dubbel gelast driehoekprofiel garandeert de levensduur bij gebruik tot 150 kg.



Compact kort frame makkelijker binnenshuis.



Blijft ingevouwen stevig gesloten met de drukknopvergrendeling.



Praktische boodschappentas inclusief vakje met ritssluiting en 2 andere vakjes.



Opklapbare ruggordel vergemakkelijkt het openen van de rollator.

De **Server OS** is CE-gecertificeerd en voldoet aan de eisen van verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen (MDR).

Copyright © Rehasense® 2024

Rehasense Benelux
Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Netherlands