



REHASENSE



STREAMER

LICHTGEWICHT ALUMINIUM ROLLATOR

MESSCHERP ONTWERP

De stijlvolle **Streamer** is geconstrueerd uit bijzondere profielen waarmee een stabiel maar uiterst licht aluminium frame verkregen wordt. Een bijzondere rollator binnen de Rehasense lijn van mobiliteitsproducten. Een van de meest stabiele en eenvoudig te manoeuvreren lichtgewicht rollators in de 150 kg klasse.

meer dan mobiliteit

STREAMER

LICHTGEWICHT ALUMINIUM ROLLATOR



REHASENSE

OPVOUWBAAR

De **Streamer** is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door het eenvoudig te bedienen vergrendelingssysteem welke tevens dient als ergonomisch gevormd handvat waarmee de rollator opgepakt kan worden.

STABIEL EN DUURZAAM

Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van 150 kg. Lichte en betrouwbare remmen. Het ontwerp van het frame en de speciaal gevormde handgrepen zorgen voor optimaal comfort voor de gebruiker (licht te wenden, kleine draaicirkel en stabiel).

HOOGTE VERSTELBAAR

De handgrepen zijn soepel in hoogte instelbaar vanaf minimaal 72 cm (Medium) tot maximaal 102 cm (Large).

PRACTISCH

De **Streamer** wordt geleverd inclusief een eenvoudig afneembare praktische luxe waterdichte tas met klep met magneetsluiting.



KLEUREN

De **Streamer** is verkrijgbaar in de kleuren zwart, rood, champagne gold, antraciet, electric blue, racing green en violet paars.

COMFORTABEL

De rollator geeft direct een bijzonder stabiel en veilig gevoel zodra men deze vastpakt en er mee gaat lopen. De rollator is standaard voorzien van onderhoudsvrije zachte PU wielen opgebouwd uit een slijtvaste component met zachte kern voor een comfortabel gevoel tijdens het lopen. De rem en de handrem hoeven maar met heel weinig kracht te worden bediend. Ideaal voor gebruikers met minder kracht in hun handen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer:
(voorbeeld Zwart)
LRBKL60NUP (Zwart Large)
LRBKM55NUP (Zwart Medium)

Kleuren:
CG Champagne Gold
BK Zwart
MR Metallic Red
SG Antraciet
EB Electric Blue
RG Racing Green (enkel Large)
VP Violet Paars (enkel Large)

Zithoogtes:
Medium : 55 cm
Large : 62 cm

Zittingbreedte: 46 cm

Afmetingen:
(lengte x breedte x hoogte)
Medium : 66 x 62 x 72-85 cm
(lengte gebruiker 135-170 cm)
Large : 66 x 62 x 78-102 cm
(lengte gebruiker 150-200 cm)

Transportafmetingen ingeklapt:
(lengte x breedte x hoogte)
Medium : 66 x 22,5 x 86 cm
Large : 66 x 22,5 x 88 cm

Boodschappentas:
(breedte x diepte x hoogte)
28 x 17 x 27 cm

Gewicht:
Large : 5,8 kg (+ tas 460 gram)
Medium : 5,7 kg (+ tas 460 gram)

Max. gebruikersgewicht: 150 kg

Materiaal frame: aluminium

Wielen:
4 comfortwielen, zwart zacht PU
200 x 35 mm



Soepel instelbare handgreep-hoogte met tien posities.



Onderhoudsvrije zachte PU wielen. Deels door het frame geleide remkabel.



Uniek gevormd en gelast profiel garandeert de levensduur bij gebruik tot 150 kg.



Modern ontworpen premium frame met een hoge vrije loop tussen de wielen.



Blijft ingevouwen stevig gesloten met de drukknopvergrendeling.



Praktische boodschappentas inclusief vakje met ritsluiting en 2 andere vakjes.

De **Streamer** is CE-gecertificeerd en voldoet aan de eisen van verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen (MDR).

Copyright © Rehasense® 2025

Rehasense Benelux
Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Netherlands